

Latest generation digital radiography solutions with
Integrated, Dynamic, Portable, Wired and Wireless detectors



RAD SERIES PRO DREAM
Publication : A.S. éditions • 01 77 55 05 42 - www.stephanix.com - STEPHANIX se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en fonction de l'évolution perpétuelle des technologies. Photographies non contractuelles. Crédits illustration : l'atelier 06 80 10 22 83 - STEPHANIX above the right of modifying the products' features regarding the evolution of the technologies without notice. Non-binding document. 09/10

RAD SERIES PRO DREAM



Head Office
 Rue Jean Moulin - ZI du Bayon
 42150 La Ricamarie - FRANCE
 Tel : + 33 4 77 47 81 60
 contact@stephanix.com



www.stephanix.com

RAD SERIES PRO DREAM
Export department
 15, rue du Saule Trapu
 91882 Massy cedex - FRANCE
 Tel : + 33 1 60 13 56 25
 Fax : + 33 4 77 37 55 19



SEE THOROUGHLY, ENSURE SAFETY

RAD SERIES PRO DREAM

OVERVIEW SYSTEM

Rad Series Pro DREAM is a flexible radiography solution room that meets your expectations : general, ER and other imaging applications.

Rad Series Pro DREAM can be specified with a number of different features including :

- Manual operation
- Auto-tracking
- Auto-positioning

The Flat Panel Detector ensures outstanding image quality at lower dose to achieve the most effective diagnosis.

Digital technology allows an **instantaneous** image display that can be post-processed and sent for archiving or printing.

Thanks to its lightweight, movements of the column are effortless.

In each anatomical protocol, acquisition, positioning parameters, filtration and collimation can all be pre-programmed.



AUTO-POSITIONING

On the intuitive user interface direct access to key parameters is provided so that you do not have to leave the patient. These include :

- Motorized movements :**
- Angulations
 - Longitudinal and transverse movements

Achieve more :

- Automatic collimation and filters
- Automatic centring
- Automatic focal distance.

Rad Series Pro DREAM improves your patient confort and workflow.

100 % DR

A large range of FPD is available to suit to your needs.

Digital technology allows you the freedom to mix and match different types of detector: fixed and portable, wired and wireless in the same room.

Different formats are available to cover all procedures and every eventuality: from extremity imaging to chest radiography.

