

Toutes les solutions numériques de nouvelle génération
capteurs plans intégrés ou portables,
wifi, filaires et dynamiques.



STATIF PRO DREAM
Radiographie numérique



RAD SERIES PRO DREAM

RAD SERIES PRO DREAM



www.stephanix.com

RAD SERIES PRO DREAM

Service export
15, rue du Saule Trapu
91882 Massy cedex - FRANCE
Tel : + 33 1 60 13 56 25
Fax : + 33 4 77 37 55 19

Siège social
Rue Jean Moulin - ZI du Bayon
42150 La Ricamarie - FRANCE
Tel : + 33 4 77 47 81 60
contact@stephanix.com



BIEN VOIR POUR MIEUX PRÉVOIR

Rédaction : A.S. éditions - 01 77 55 05 42 - www.bebeditions.com - STEPHANIX se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en fonction de l'évolution perpétuelle des technologies. Photographies non contractuelles. Crédits illustration : l'atelier 06 80 10 22 03 - STEPHANIX above the right of modifying the products' features regarding the evolution of the technologies without notice. Non-binding document. 08/10

RAD SERIES PRO DREAM

VUE D'ENSEMBLE

La salle os-poumons **Rad Series Pro DReam** répond à vos besoins en termes de radiologie générale, de traumatologie, d'urgences et d'applications spécifiques.

Rad Series Pro DReam se décline en plusieurs versions :

- Manuelle
- Asservissement
- Auto-positionnement

Les capteurs plans garantissent une qualité image incomparable à faible dose. Ils offrent une souplesse d'utilisation exceptionnelle.

La technologie numérique permet de visualiser immédiatement les images qui peuvent être traitées et envoyées sur le réseau pour l'archivage et l'impression.

L'ergonomie et la légèreté des statifs permettent une souplesse et une manipulation sans effort.

Dans chaque protocole anatomique, les constantes d'acquisition, le positionnement de la salle, la filtration et la collimation sont pré-programmés.



AUTO-POSITIONNEMENT

La salle **Rad Series Pro DReam** est équipée d'un écran tactile sur lequel les constantes peuvent être modifiées auprès du patient pour un confort optimal.

Des mouvements sont motorisés :

- Incidences
- Déplacements

Pour aller plus loin :

- Collimation et filtres automatiques
- Centrage automatique
- Distance focale automatique

La salle **Rad Series Pro DReam** améliore votre confort de travail et votre flux patient.

NUMÉRISATION

Avec la large gamme de capteurs plans, la salle **Rad Series Pro DReam** s'adapte à vos exigences. La technologie utilisée permet de combiner plusieurs capteurs, intégrés, portables filaires ou wifi dans une même salle.

Les différentes dimensions de capteurs plans disponibles vous permettront de réaliser tous vos examens des extrémités aux clichés pulmonaires.

