

XTREME DREAM

APPLICATIONS AVANCÉES

Grâce à l'**Xtreme DReam**, les reconstructions des rachis en entier et des membres inférieurs sont réalisables aussi bien en position debout que couchée. Les déplacements du tube et du capteur plan sont pré-programmés. L'image est automatiquement reconstruite sur le logiciel **DReam View***.

RECONSTRUCTION

Un support patient* spécifique est dédié aux examens de reconstruction de rachis et de membres inférieurs.

Les images sont assemblées sur la console **DReam View***. Des outils de mesures spécifiques (angles et distances) sont disponibles.

* option

COMPOSEZ VOTRE CONSOLE DREAMVIEW

Avec les technologies numériques, STEPHANIX propose un large choix de consoles de visualisation, de traitement secondaire et d'archivage pour répondre à vos attentes.



PERSONNALISATION

En fonction de vos besoins, **Xtreme DReam** vous propose un large éventail de configurations.



	Xtreme Dream Manuelle	Xtreme Dream Asservie	Xtreme Dream Auto-positionnement
SUSPENSIONS PLAFONNIÈRES			
Positionnement automatique en fonction des APR	-	-	●
Asservissement horizontal avec potter mural et table	-	-	●
Asservissement vertical avec potter mural et table	-	●	●
Déplacements manuels	●	●	●
TABLES			
Table élévatrice	○	○	○
Table porte patient mobile	○	○	○
POTTER MURAL			
Potter vertical manuel	○	-	-
Potter vertical motorisé	○	●	●
Potter vertical basculant	○	●	●
CAPTEURS PLANS			
Intégré	○	○	○
Filaire portable	○	○	○
WiFi	○	○	○
Compact	○	○	○

● standard

○ au choix

- Ne s'applique pas

